Linkar

IT - EN
ES - FR

Carrelli Linkar
Linkar trolleys
Carros Linkar
Chariots Linkar

MALVESTIO®
Made in Italy

linkar

Carrelli di reparto
Ward trolleys
Carros de reparto
Chariots de service

MALVESTIO



Larghezza cassetto - Drawer width - Anchura del cajón - Largeur du tiroir




45 **45C**

COMPACT



60 **60C**

COMPACT



90

IT Piano di lavoro h101 cm **EN** Worktop h101 cm **ES** Superficie de trabajo de h101 cm **FR** Plan de travail h101 cm

Emergenza - Emergency
Emergencia - Urgence



45

329501

Dim. 76,5x70,5xh144,5/174,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
1 asta portaflebo regolabile in altezza, a 4 ganci
1 pianetto portadefibrillatore
1 porta bombola ossigeno
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
1 defibrillator holder tray
1 oxygen cylinder holder
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
1 tablero porta desfibrilador
1 porta bombona de oxígeno
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
1 plan de support porte-défibrillateur
1 porte-obus à oxygène
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible

MALVESTIO

Emergenza - Emergency
Emergencia - Urgence



45C

329501_C

Dim. 64x70xh144,5/174,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
1 asta portaflebo regolabile in altezza, a 4 ganci
1 pianetto portadefibrillatore
1 porta bombola ossigeno
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
1 defibrillator holder tray
1 oxygen cylinder holder
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
1 tablero porta desfibrilador
1 porta bombona de oxígeno
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
1 plan de support porte-défibrillateur
1 porte-obus à oxygène
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique



60

329504

Dim. 91x70,5xh144,5/174,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
1 asta portaflebo regolabile in altezza, a 4 ganci
1 pianetto portadefibrillatore
1 porta bombola ossigeno
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
1 defibrillator holder tray
1 oxygen cylinder holder
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
1 tablero porta desfibrilador
1 porta bombona de oxígeno
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
1 plan de support porte-défibrillateur
1 porte-obus à oxygène
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible

Emergenza - Emergency
Emergencia - Urgence



60C

329504_C

Dim. 80,5x70xh144,5/174,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
1 asta portaflebo regolabile in altezza, a 4 ganci
1 pianetto portadefibrillatore
1 porta bombola ossigeno
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
1 defibrillator holder tray
1 oxygen cylinder holder
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
1 tablero porta desfibrilador
1 porta bombona de oxígeno
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
1 plan de support porte-défibrillateur
1 porte-obus à oxygène
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible



45

329502

Dim. 76,5x70,5xh144,5/174,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto 22,5 cm, maniglia rossa
1 asta portaflebo regolabile, in altezza, a 4 ganci
1 porta bombola ossigeno
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit di 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
1 oxygen cylinder holder
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón 22,5 h cm, tirador rojo
1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
1 porta bombona de oxígeno
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit de 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
1 porte-obus à oxygène
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible

MALVESTIO

Emergenza - Emergency
Emergencia - Urgence



60

329505

Dim. 91x70,5xh144,5/174,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto 22,5 cm, maniglia rossa
1 asta portaflebo regolabile, in altezza, a 4 ganci
1 porta bombola ossigeno
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit di 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
1 oxygen cylinder holder
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón 22,5 h cm, tirador rojo
1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
1 porta bombona de oxígeno
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit de 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
1 porte-obus à oxygène
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible

Emergenza - Emergency
Emergencia - Urgence



45

329507

Dim. 76,5x70,5xh144,5/174,5 cm

IT Di serie
N.3 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
N.1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
N.1 asta portaflebo regolabile, in altezza, a 4 ganci
N.1 pianetto portadefibrillatore
N.1 porta bombola ossigeno
N.1 lastra massaggio cardiaco
N.1 kit di 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 adjustable-height I.V. rod with 4 hooks
1 defibrillator holder tray
1 oxygen cylinder holder
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De série
3 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón 22,5 h cm, tirador rojo
1 soporte suero de altura regulable con 4 ganchos
1 tablero porta desfibrilador
1 porta bombona de oxígeno
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit de 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

FR De serie
3 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets
1 plan de support porte-défibrillateur
1 porte-obus à oxygène
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible



45

329503

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit di 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible

FR De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit de 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

MALVESTIO

Emergenza - Emergency
Emergencia - Urgence



60

329506

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia rossa
2 cassetti h 15 cm, maniglia rossa
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia rossa
1 lastra massaggio cardiaco posteriore
1 kit di 2 ruote antistatiche
Chiusura centralizzata con sigillo monouso
100 sigilli monouso
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, red handle
2 drawers h 15 cm, red handle
1 drawer h 22,5 cm, red handle
1 cardiac massage board
1 kit of 2 antistatic wheels
Centralized locking system with single-use seals
100 single-use seals available
Pull-out worktop

ES De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée rouge
2 tiroirs h 15 cm, poignée rouge
1 tiroir h 22,5 cm, poignée rouge
1 plaque massage cardiaque postérieure
1 set 2 roulettes antistatiques
Fermeture centralisée avec sceau à usage unique
100 sceaux à usage unique
Plan extractible

FR De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador rojo
2 cajones h 15 cm, tirador rojo
1 cajón h 22,5 cm, tirador rojo
1 placa masaje cardiaco posterior
1 kit de 2 ruedas antiestáticas
Cierre centralizado con precinto desechable
100 precintos desechable
Superficie extraíble

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



45

329516

Dim. 76,5x62,5xh172 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
1 supporto con bacinella reniforme inox
1 vaschetta disinfezione con supporto per struttura superiore
1 supporto universale
1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
1 double hook for I.V. for upper structure
1 support for kidney-shaped in stainless steel basin
1 disinfection basin with support for upper structure
1 universal support
1 yellow container for small waste
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
1 gancho doble porta suero para estructura superior
1 soporte para cuenca reniformada de acero inoxidable
1 recipiente desinfección con soporte para estructura superior
1 soporte universal
1 contenedor amarillo para residuos pequeños
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
1 support pour bassin reniforme en acier inoxydable
1 cuvette de désinfection avec support pour structure supérieure
1 support universel
1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
Fermeture centralisée
Plan extractible

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



45C

329516_C

Dim. 64x62xh172 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
1 supporto con bacinella reniforme inox
1 vaschetta disinfezione con supporto per struttura superiore
1 supporto universale
1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
Chiusura centralizzata

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
1 double hook for I.V. for upper structure
1 support for kidney-shaped in stainless steel basin
1 disinfection basin with support for upper structure
1 universal support
1 yellow container for small waste
Centralized locking system

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
1 gancho doble porta suero para estructura superior
1 soporte para cuenca reniformada de acero inoxidable
1 recipiente desinfección con soporte para estructura superior
1 soporte universal
1 contenedor amarillo para residuos pequeños
Cierre centralizado

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
1 support pour bassin reniforme en acier inoxydable
1 cuvette de désinfection avec support pour structure supérieure
1 support universel
1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
Fermeture centralisée

MALVESTIO

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



60

329519

Dim. 91x62,5xh172 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
1 supporto con bacinella reniforme inox
1 vaschetta disinfezione con supporto per struttura superiore
1 supporto universale
1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
1 double hook for I.V. for upper structure
1 support for kidney-shaped in stainless steel basin
1 disinfection basin with support for upper structure
1 universal support
1 yellow container for small waste
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
1 gancho doble porta suero para estructura superior
1 soporte para cuenca reniformada de acero inoxidable
1 recipiente desinfección con soporte para estructura superior
1 soporte universal
1 contenedor amarillo para residuos pequeños
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
1 support pour bassin reniforme en acier inoxydable
1 cuvette de désinfection avec support pour structure supérieure
1 support universel
1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
Fermeture centralisée
Plan extractible



45

329517

Dim. 76,5x62,5xh172 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO



Medicazione - Medication
Medicación - Soins



60

329520

Dim. 91x62,5xh172 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



45

329518

Dim. 76,5x62,5xh164 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
2 mensole grandi inox con 3 divisori in plastica
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
2 large stainless steel shelves with 3 plastic dividers
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
2 repisas grandes de acero inox con 3 divisorios
de plástico
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
2 grandes étagères inox avec 3 séparateurs en plastique
Fermeture centralisée
Plan extractible

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



60

329521

Dim. 91x62,5xh164 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
2 mensole grandi inox con 3 divisori in plastica
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
2 large stainless steel shelves with 3 plastic dividers
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
2 repisas grandes de acero inox con 3 divisorios
de plástico
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
2 grandes étagères inox avec 3 séparateurs en plastique
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



90

329522

Dim. 117x62,5xh172 cm

IT Di serie
3+3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
2 mensole inox con 1 divisorio in plastica
1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
1 supporto con bacinella reniforme inox
1 vaschetta disinfezione con supporto per struttura superiore
1 supporto universale
1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3+3 drawers h 15 cm, blue handle
1+1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
2 stainless steel shelves with 1 plastic divider
1 double hook for I.V. for upper structure
1 support for kidney-shaped in stainless steel basin
1 disinfection basin with support for upper structure
1 universal support
1 yellow container for small waste
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3+3 cajones h 15 cm, tirador azul
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
2 repisas de acero inox con 1 divisorio de plástico
1 gancho doble porta suero para e structura superior
1 soporte para cuenca reniformada de acero inoxidable
1 recipiente desinfección con soporte para estructura superior
1 soporte universal
1 contenedor amarillo para residuos pequeños
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
2 étagères inox avec 1 séparateur en plastique
1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
1 support pour bassin reniforme en acier inoxydable
1 cuvette de désinfection avec support pour structure supérieure
1 support universel
1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
Fermeture centralisée
Plan extractible

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



90

329523

Dim. 117x62,5xh172 cm

IT Di serie
3+3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
2 mensole inox con 1 divisorio in plastica
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3+3 drawers h 15 cm, blue handle
1+1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
2 stainless steel shelves with 1 plastic divider
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3+3 cajones h 15 cm, tirador azul
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
2 repisas de acero inox con 1 divisorio de plástico
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3+3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires
à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
2 étagères inox avec 1 séparateur en plastique
Fermeture centralisée
Plan extractible

Anestesia rianimazione - Anesthesia intensive care
Anestesia reanimación - Anesthésie réanimation



60

329531

Dim. 91x62,5xh164 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 doppio gancio portaflebo per struttura superiore
1 mensola inox con 1 divisorio in plastica
1 mensola grande inox con 3 divisori in plastica
1 supporto scatola guanti
1 supporto universale
1 contenitore giallo per piccoli rifiuti
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 15 cm, green handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 double hook for I.V. for upper structure
1 large stainless steel shelf with 3 plastic dividers
1 stainless steel shelf with 1 plastic divider
1 support for box of gloves
1 universal support
1 yellow container for small waste
Centralized locking system
Pull-out worktop


ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 gancho doble porta suero para estructura superior
1 repisa de acero inox con 1 divisorio de plástico
1 repisa grandes de acero inox con 3 divisorios de plástico
1 soporte caja guantes
1 soporte universal
1 contenedor amarillo para residuos pequeños
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 double crochet porte sérum pour structure supérieure
1 étagère inox avec 1 séparateur en plastique
1 étagère inox avec 3 séparateurs en plastique
1 support boite distribution gants
1 support universel
1 récipient jaune pour déchets de petites dimensions
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO

Distribuzione terapia - Medication distribution
Distribución medicamentos - Distribution médicaments

60





329553
Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm

329553_C
Dim. 64x62xh105,5 cm

IT Carrello a 6 vassoi con 4 contenitori monodose cadauno e 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu.

EN Trolley equipped with 6 total extraction trays each one with 4 medication bins, 1 drawer 22,5h with blue colour handle.


ES Carro de n.6 bandejas con n.4 pastilleros cada uno y n.1 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

FR Chariot avec 6 plateaux et 4 bacs pilulier et 1 tiroir h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :

1 x 3299965

60





329556
Dim. 91x62,5xh105,5 cm

329556_C
Dim. 80,5x62,5xh105,5 cm

IT Carrello a 6 vassoi con 5 contenitori monodose cad'uno e 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu.

EN Trolley equipped with 6 total extraction trays each one with 5 medication bins, 1 drawer 22,5h with blue colour handle.


ES Carro de n.6 bandejas con n.5 pastilleros cada uno y n.1 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

FR Chariot avec 6 plateaux et 5 bacs pilulier et 1 tiroir h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :

1 x 3299965

90



MALVESTIO



329559
Dim. 117x62,5xh105,5 cm

IT Carrello a 12 vassoi con 4 contenitori monodose cad'uno e 2 cassetti h 22,5 cm, maniglia blu.

EN Trolley equipped with 12 total extraction trays each one with 4 medication bins, 2 drawers 22,5h with blue colour handles.

ES Carro de n.12 bandejas con n.4 pastilleros cada uno y n.2 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.


FR Chariot avec 12 plateaux et 4 bacs pilulier et 2 tiroirs h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :

2 x 3299965

Distribuzione terapia - Medication distribution
Distribución medicamentos - Distribution médicaments

60





329453
Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm

IT Carrello a 6 vassoi e 1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu.

EN Trolley equipped with 6 total extraction trays and 1 drawer 22,5h with blue colour handle.


ES Carro de n.6 bandejas con n.1 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

FR Chariot avec 6 plateaux et 1 tiroir h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :

1 x 3299965 + 1 x 3299970

60





329456
Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Carrello a 6 vassoi e 1.cassetto h 22,5 cm, maniglia blu.

EN Trolley equipped with 6 total extraction trays and 1 drawer 22,5h with blue colour handle.


ES Carro de n.6 bandejas con n.1 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

FR Chariot avec 6 plateaux et 1 tiroir h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :

1 x 3299965 + 1 x 3299970

90





329459
Dim. 117x62,5xh105 cm

IT Carrello a 12 vassoi e 2 cassetti h 22,5 cm, maniglia blu.

EN Trolley equipped with 12 total extraction trays and 2 drawers 22,5h with blue colour handles.

ES Carro de n.12 bandejas con n.2 cajón h. 22,5 cm, tirador azul.

FR Chariot avec 12 plateaux 2 tiroirs h22,5, poignée en couleur bleu.

etichette comprese:
labels included:
etiquetas incluidas:
étiquettes incluses :

2 x 3299965 + 1 x 3299970

Distribuzione farmaci - Medicine distribution
Distribución medicamentos - Distribution de médicaments



60

329541

Dim. 76,5x62,5xh172 cm

IT Di serie
6 cassetti h 7,5 cm, maniglie 2 rosse, 2 blu, 2 verdi
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile*

EN Standard
6 drawers h 7,5 cm, 2 red, 2 blue, 2 green handles
1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
Centralized locking system
Pull-out worktop*

ES De serie
6 cajones h 7,5 cm, tiradores 2 rojos, 2 azules, 2 verdes
1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
Cierre centralizado
Superficie extraíble*

FR De série
6 tiroirs h 7,5 cm, poignées 2 rouges 2 bleues, 2 vertes
1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
Fermeture centralisée
Plan extractible*

* Non disponibile nella versione Compact

* Not available in the Compact version

No disponible en la versión Compact.

* Non disponible dans la version Compact



60C

329541_C

Dim. 64x62xh172 cm



60C

329544_C

Dim. 80,5x62,5xh172 cm

IT Di serie
6 cassetti h 7,5 cm, maniglie 2 rosse, 2 blu, 2 verdi
1 cassetto h 22,5 mm, maniglia gialla
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
6 drawers h 7,5 cm, 2 red, 2 blue, 2 green handles
1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
6 cajones h 7,5 cm, tiradores 2 rojos, 2 azules, 2 verdes
1 cajón h 22,5 mm, tirador amarillo
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
6 tiroirs h 7,5 cm, poignées 2 rouges, 2 bleues, 2 vertes
1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO

Distribuzione farmaci - Medicine distribution
Distribución medicamentos - Distribution de médicaments



90

329547

Dim. 117x62,5xh172 cm

IT Di serie
6+6 cassetti h 7,5 cm, maniglia 2+2 rosse, 2+2 blu, 2+2 verdi
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia gialla
1 struttura superiore porta accessori a 2 barre
1 kit 9 cassetti a ribalta (5+4)
2 mensole inox con 1 divisorio in plastica
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
6+6 drawers h 7,5 cm, 2+2 red, 2+2 blue, 2+2 green handles
1+1 drawer h 22,5 cm, yellow handle
1 upper accessory-holder structure with 2 bars
1 kit of 9 flap-down drawers (5+4)
2 stainless steel shelves with 1 plastic divider
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
6 cajones h 7,5 cm, tiradores 2+2 rojos, 2+2 azules, 2+2 verdes
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador amarillo
1 estructura superior porta accesorios de 2 barras
1 kit 9 cajones basculantes (5+4)
2 repisas de acero inox con 1 divisorio de plástico
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
6+6 tiroirs h 7,5 cm, poignée 2+2 rouges, 2+2 bleues, 2+2 vertes
1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée jaune
1 structure supérieure porte accessoires à 2 barres
1 set 9 tiroirs rabattables (5+4)
2 étagères inox avec 1 séparateur en plastique
Fermeture centralisée
Plan extractible

Fasciatoio - Baby-changing
Cambiador - Table à langer





90

329592

Dim. 117x62,5xh112* cm

IT Di serie
1 materassino fasciatoio, blu,
Omologato in Classe 1IM
3 cassetti h 15 cm (lato sx), maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm (lato sx),
maniglia verde
1 cassetto h 15 cm (lato dx), maniglia blu
1 antina con larghezza 45 cm
ed altezza 53 cm (lato dx), maniglia blu
1 ripiano, in acciaio verniciato,
per vano interno (lato dx)
Cassetti con chiusura centralizzata ed
antina con serratura
Pianetto estraibile

*Misure con materassino

EN Standard
1 baby-changing mattress, blue,
1IM Class homologation
3 drawers h 15 cm (left side), blue handle
1 drawer h 22,5 cm (left side), green handle
1 drawer h 15 cm (right side), blue handle
1 door with width 45 cm and h 53 cm
(right side), blue handle
1 painted steel shelf for internal
compartment (right side)
Centralized locking system for drawers
and lock for door
Pull-out worktop

*Measurements with mattress

ES De serie
1 colchón cambiador, azul
Homologado en Clase 1 IM
3 cajones h 15 cm n(lado izq.), tirador azul
1 cajón h 22,5 cm (lado izq.), tirador verde
1 cajón h 15 cm (lado dch.), tirador azul
1 puerta de 45 cm de ancho y 53 cm
de altura (lado dch.), tirador azul
1 repisa de acero pintado para
compartimento interno (lado dch.)
Cajones con cierre centralizado y puerta
con cerradura
Superficie extraíble

*Medidas con colchón

FR De série
1 matelas table à langer, bleu,
Homologué en Classe 1IM
3 tiroirs h 15 cm (côté g.), poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm (côté g.), poignée verte
1 tiroir h 15 cm (côté d.), poignée bleue
1 porte largeur 45 cm et hauteur 53 cm
(côté d.), poignée bleue 1 étagère,
en acier peint. pour compartiment interne
(côté d.)
Tiroirs avec fermeture centralisée et
porte avec serrure
Plan extractible

*Dimensions avec matelas



90

329591

Dim. 117x62,5xh112 cm

IT Di serie
1 materassino fasciatoio, blu,
Omologato in Classe 1IM
3+3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
1 baby-changing mattress, blue,
1IM Class homologation
3+3 drawers h 15 cm, blue handle
1+1 drawer h 22,5 cm, green handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
1 colchón cambiador, azul
Homologado en Clase 1 IM
3+3 cajones h 15 cm, tirador azul
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
1 matelas table à langer, bleu,
Homologué en Classe 1IM
3+3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
Fermeture centralisée
Plan extractible



90

329593

Dim. 117x62,5xh112 cm

IT Di serie
1 materassino fasciatoio, blu,
Omologato in Classe 1IM
3 cassetti h 15 cm (lato sx), maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm (lato sx),
maniglia verde
1 cassetto h 15 cm (lato dx), maniglia blu
1 ripiano, in acciaio verniciato,
per vano a giorno (lato dx)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
1 baby-changing mattress, blue,
1IM Class homologation
3 drawers h 15 cm (left side), blue handle
1 drawer h 22,5 cm (left side), green handle
1 drawer h 15 cm (right side), blue handle
1 painted steel shelf for open
compartment (right side)
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
1 colchón cambiador, azul
Homologado en Clase 1 IM
3 cajones h 15 cm (lado izq.), tirador azul
1 cajón h 22,5 cm (lado izq.), tirador verde
1 cajón h 15 cm (lado dch.), tirador azul
1 repisa de acero pintado para
compartimento abierto (lado dch.)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
1 matelas table à langer, bleu,
Homologué en Classe 1IM
3 tiroirs h 15 cm (côté g.), poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm (côté g.), poignée verte
1 tiroir h 15 cm (côté d.), poignée bleue
1 étagère, en acier peint. pour niche
ouverte (côté d.)
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO

Utility - Utility
Utility - Utilités



90

329603

Dim. 117x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
3+3 cassetti h 15 cm, maniglia 3 blu, 3 verdi
1+1 cassetto h 22,5 cm, maniglia 1blu, 1 verde
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3+3 drawers h 15 cm, 3 blue, 3 green handles
1+1 drawer h 22,5 cm, 1 blue, 1 green handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3+3 cajones h 15 cm, tirador 3 azul, 3 verdes
1+1 cajón h 22,5 cm, tirador 1 azul, 1 verde
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3+3 tiroirs h 15 cm, poignée 3 bleues, 3 vertes
1+1 tiroir h 22,5 cm, poignée 1 bleue, 1 verte
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO

Utility - Utility
Utility - Utilités



45

329601

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile*

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop*

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble*

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible*

* Non disponibile nella versione Compact

* Not available in the Compact version

No disponible en la versión Compact.

* Non disponible dans la version Compact



45C

329601_C

Dim. 64x62xh105,5 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile*

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop*

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble*

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible*

* Non disponibile nella versione Compact

* Not available in the Compact version

No disponible en la versión Compact.

* Non disponible dans la version Compact



60

329602

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
3 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile*

EN Standard
3 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop*

ES De serie
3 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble*

FR De série
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible*

* Non disponibile nella versione Compact

* Not available in the Compact version

No disponible en la versión Compact.

* Non disponible dans la version Compact



60C

329602_C

Dim. 80,5x62,5xh105,5 cm

Utility - Utility
Utility - Utilités

45

329604

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm



IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, blue handle
2 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador azul
2 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

60

329605

Dim. 91x62,5xh105,5 cm



IT Di serie
2 cassetti h 7,5 cm, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
2 drawers h 7,5 cm, blue handle
2 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
2 cajones h 7,5 cm, tirador azul
2 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
2 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO

Utility - Utility
Utility - Utilités

45

329607

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm



IT Di serie
1 vano a giorno superiore h 15 cm
2 cassetti h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
1 upper open compartment, h 15 cm
2 drawers h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
1 compartimento abierto superior h 15 cm
2 cajones h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
1 niche ouverte supérieure h 15 cm
2 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

45

329609

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm



IT Di serie
1 vano a giorno superiore h 30 cm
1 cassetto h 15 cm, maniglia blu
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
1 upper open compartment, h 30 cm
1 drawer h 15 cm, blue handle
1 drawer h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

60

329610

Dim. 91x62,5xh105,5 cm



ES De serie
1 compartimento abierto superior h 30 cm
1 cajón h 15 cm, tirador azul
1 cajón h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
1 niche ouverte supérieure h 30 cm
1 tiroir h 15 cm, poignée bleue
1 tiroir h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

Utility - Utility
Utility - Utilités



45

329614

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
1 cassetto h 7,5 cm, maniglia blu
1 cassetto h 15 cm, maniglia blu
2 cassetti h 22,5 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
1 drawer h 7,5 cm, blue handle
1 drawer h 15 cm, blue handle
2 drawers h 22,5 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
1 cajón h 7,5 cm, tirador azul
1 cajón h 15 cm, tirador azul
2 cajones h 22,5 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
1 tiroir h 7,5 cm, poignée bleue
1 tiroir h 15 cm, poignée bleue
2 tiroirs h 22,5 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible



45

329617

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
1 cassetto h 7,5 cm, maniglia blu
4 cassetti h 15 cm, maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
1 drawer h 7,5 cm, blue handle
4 drawers h 15 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
1 cajón h 7,5 cm, tirador azul
4 cajones h 15 cm, tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
1 tiroir h 7,5 cm, poignée bleue
4 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible



60

329620

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
3 cassetti h 7,5 cm, colore maniglia blu
3 cassetti h 15 cm, colore maniglia blu
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 7,5 cm, blue handle
3 drawers h 15 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 7,5 cm, color tirador azul
3 cajones h 15 cm, color tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible



60C

329620_C

Dim. 80,5x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
3 cassetti h 7,5 cm, color tirador azul
3 cassetti h 15 cm, color tirador azul
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
3 drawers h 7,5 cm, blue handle
3 drawers h 15 cm, blue handle
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
3 cajones h 7,5 cm, color tirador azul
3 cajones h 15 cm, color tirador azul
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
3 tiroirs h 7,5 cm, poignée bleue
3 tiroirs h 15 cm, poignée bleue
Fermeture centralisée
Plan extractible

MALVESTIO

Stoccaggio - Storage
Almacenamiento - Stockage



45

329586

Dim. 76,5x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
2 vani a giorno superiori
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 ripiano amovibile in lamiera verniciata
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
Cassetto con serratura
Pianetto estraibile*

EN Standard
2 upper open compartments
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 painted steel sheet shelf, removable
1 fixed shelf in painted steel sheet
Centralized locking system
Pull-out worktop*

* Non disponibile nella versione Compact

* Not available in the Compact version



45C

329586_C

Dim. 64x62xh105,5 cm

ES De serie
2 compartimentos abiertos superiores
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 repisa extraíble de chapa pintada
1 repisa fija de chapa pintada
Cajón con cerradura
Superficie extraíble*

FR De série
2 niches ouvertes supérieures
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 étagère amovible en tôle peinte
1 étagère fixe en tôle peinte
Tiroir avec serrure
Plan extractible*

No disponible en la versión Compact.

* Non disponible dans la version Compact



60

329587

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
1 vano a giorno superiore h 30 cm
1 cassetto h 15 cm, maniglia verde
1 cassetto h 22,5 cm, maniglia verde
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

EN Standard
1 upper open compartment h 30 cm
1 drawer h 15 cm, green handle
1 drawer h 22,5 cm, green handle
1 fixed shelf in painted steel sheet
Centralized locking system
Pull-out worktop

ES De serie
1 compartimento abierto superior h 30 cm
1 cajón h 15 cm, tirador verde
1 cajón h 22,5 cm, tirador verde
1 repisa fija de chapa pintada
Cierre centralizado
Superficie extraíble

FR De série
1 niche ouverte supérieure h 30 cm
1 tiroir h 15 cm, poignée verte
1 tiroir h 22,5 cm, poignée verte
1 étagère fixe en tôle peinte
Fermeture centralisée
Plan extractible



60

329589

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
1 cassetto h 22,5 cm
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
1 ripiano amovibile in lamiera verniciata

EN Standard
1 cassetto h 22,5 cm
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
1 ripiano amovibile in lamiera verniciata

ES De serie
1 cassetto h 22,5 cm
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
1 ripiano amovibile in lamiera verniciata

FR De série
1 cassetto h 22,5 cm
1 ripiano fisso in lamiera verniciata
1 ripiano amovibile in lamiera verniciata

MALVESTIO

Giro visita - Rounds
Ronda de visitas - Visite



60

329631

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie

1 cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale, maniglia blu
1 cassettone porta cartelle A4, maniglia verde
1 tasca laterale (fianco sinistro)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Il cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale è accessoriabile con 20/25 porta cartelle A3 art.3299921
Il cassettone porta cartelle A4 è accessoriabile con 20/25 porta cartelle A4 art.3299920

EN Standard

1 deep drawer for files and X-ray plates, A3/special format, blue handle
1 deep drawer for files, A4 format, green handle
1 side pocket (left side)
Centralized locking system
Pull-out worktop

The drawer for files and X-ray plates, A3/special format, may be fitted with 20/25 A3 folders art.3299921
The drawer for A4 files may be fitted with 20/25 A4 folders art.3299920

ES De serie

1 cajón porta carpetas y radiografías A/3 especial, tirador azul
1 cajón porta carpetas A4, tirador verde
1 bolsillo lateral (costado izquierdo)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

El cajón porta carpetas y radiografías A3/especial puede dotarse de 20/25 porta carpetas A3 art.3299921
El cajón porta carpetas A4 puede dotarse de 20/25 porta carpetas A4 art.3299920

FR De série

1 meuble à tiroirs porte dossiers et clichés radios A3/spécial, poignée bleue
1 meuble à tiroirs porte dossiers et clichés radios poignée verte
1 poche latérale (côté gauche)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Le meuble à tiroirs porte dossiers et clichés radios A3/spécial peut être équipé avec 20/25 porte dossiers A3 art.3299921
Le meuble à tiroirs porte dossiers A4 peut être équipé avec 20/25 porte dossiers A4 art.3299920

MALVESTIO

Giro visita - Rounds
Ronda de visitas - Visite



60

329632

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie

1 cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia verde
1 tasca laterale (fianco sinistro)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Il cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale è accessoriabile con 20/25 porta cartelle A3 art.3299921

EN Standard

1 deep drawer for files and X-ray plates, A3/special format, blue handle
2 drawers h 15 cm, green handle
1 side pocket (left side)
Centralized locking system
Pull-out worktop

The drawer for files and X-ray plates, A3/special format, may be fitted with 20/25 A3 folders art.3299921

ES De serie

1 cajón porta carpetas y radiografías A3/especial, tirador azul 2 cajones h 15 cm,
tirador verde 1 bolsillo lateral (costado izquierdo)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

El cajón porta carpetas y radiografías A3/especial puede dotarse de 20/25 porta carpetas A3 art.3299921

FR De série

1 meuble à tiroirs porte dossiers et clichés radios A3/spécial, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée verte
1 poche latérale (côté gauche)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Le meuble à tiroirs porte dossiers et clichés radios A3/spécial peut être équipé avec 20/25 porte dossiers art.3299921

60C

329632_C

Dim. 80,5x62,5xh105,5 cm



IT Di serie

1 cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale, maniglia blu
2 cassetti h 15 cm, maniglia verde
1 tasca laterale (fianco sinistro)
Chiusura centralizzata
Pianetto estraibile

Il cassettone porta cartelle e lastre A3/speciale è accessoriabile con 20/25 porta cartelle A3 art.3299921

EN Standard

1 deep drawer for files and X-ray plates, A3/special format, blue handle
2 drawers h 15 cm, green handle
1 side pocket (left side)
Centralized locking system
Pull-out worktop

The drawer for files and X-ray plates, A3/special format, may be fitted with 20/25 A3 folders art.3299921

ES De serie

1 cajón porta carpetas y radiografías A3/especial, tirador azul 2 cajones h 15 cm,
tirador verde 1 bolsillo lateral (costado izquierdo)
Cierre centralizado
Superficie extraíble

El cajón porta carpetas y radiografías A3/especial puede dotarse de 20/25 porta carpetas A3 art.3299921

FR De série

1 meuble à tiroirs porte dossiers et clichés radios A3/spécial, poignée bleue
2 tiroirs h 15 cm, poignée verte
1 poche latérale (côté gauche)
Fermeture centralisée
Plan extractible

Le meuble à tiroirs porte dossiers et clichés radios A3/spécial peut être équipé avec 20/25 porte dossiers art.3299921

Giro visita - Rounds
Ronda de visitas - Visite



60

329633

Dim. 91x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
1 cassetto h 15 cm, maniglia blu
1 modulo interno porta lastre,
a 12 celle
2 antine con larghezza 30 cm
ed altezza 55 cm, maniglia blu
1 tasca laterale (fianco sinistro)
Cassetto con serratura e antine
con serratura
Pianetto estraibile

EN Standard
1 drawer h 15 cm, blue handle
1 internal module for
holding X-ray plates, with 12 cells
2 doors width 30 cm and h 55 cm,
blue handle
1 side pocket (left side)
Drawer with lock and doors with lock
Pull-out worktop

ES De serie
1 cajón h 15 cm, tirador azul
1 módulo interno porta radiografías,
de 12 celdas 2 puertas de 30 cm
de ancho y 55 cm de altura,
tirador azul 1 bolsillo lateral
(costado izquierdo)
Cajón con cerradura y puertas
con cerradura
Superficie extraíble

FR De série
1 tiroir h 15 cm, poignée bleue
1 module interne porte clichés radios,
à 12 cellules
2 portes et 55 cm largeur 30 cm
et hauteur 55 cm, poignée bleue
1 poche latérale (côté gauche)
Tiroir avec serrure et portes avec
serrure
Plan extractible

MALVESTIO

Giro visita - Rounds
Ronda de visitas - Visite



90

329634

Dim. 117x62,5xh105,5 cm

IT Di serie
1+1 cassetto h 15 cm, maniglia verde
2 moduli porta lastre a 10 celle
2 antine altezza 55 cm, maniglia blu
Cassetti con serratura e
antine con serratura
Pianetto estraibile

EN Standard
1+1 drawer h 15 cm, green handle
2 modules for holding X-ray plates,
with 10 cells
2 doors width 45 cm and h 55 cm,
blue handle
Drawer with lock and doors with lock
Pull-out worktop

ES De serie
1+1 cajón h 15 cm, tirador verde
2 módulos porta radiografías
de 10 celdas 2 puertas
de 55 cm de altura,
tirador azul
Cajones con cerradura y puertas
con cerradura
Superficie extraíble

FR De série
1+1 tiroir h 15 cm, poignée verte
2 modules porte clichés radios
à 10 cellules
2 portes hauteur 55 cm, poignée bleue
Tiroirs avec serrure et
portes avec serrure
Plan extractible

La vernice che **protegge** attivamente le superfici
The coating that actively **protects** surfaces
La peinture qui **protège** activement les surfaces
La pintura que **protege** activamente las superficies

IT **MICROFREE®** è una **vernice in polvere con proprietà sanitizzanti,** che riduce in modo continuo e duraturo la presenza di microrganismi sulle superfici. Questo prodotto rappresenta una **soluzione tecnologica avanzata nel settore delle vernici in polvere**, pensata per supportare la sicurezza sanitaria e diminuire i rischi di contaminazione batterica su superfici frequentemente toccate o esposte.

EN **MICROFREE®** is a **powder coating with sanitizing properties** that continuously and permanently reduces the presence of microorganisms on surfaces. This product represents an **advanced technological solution in the powder coating sector**, designed to support health safety and reduce the risk of bacterial contamination on frequently touched or exposed surfaces.

ES **MICROFREE®** es una **pintura en polvo con propiedades higienizantes** que reduce de forma continua y duradera la presencia de microorganismos en las superficies. Este producto representa una **solución tecnológica avanzada en el sector de las pinturas en polvo**, diseñada para favorecer la seguridad sanitaria y reducir los riesgos de contaminación bacteriana en superficies que se tocan o exponen con frecuencia.

FR **MICROFREE®** est une **peinture en poudre aux propriétés désinfectantes** qui réduit de manière continue et durable la présence de micro-organismes sur les surfaces. Ce produit représente une **solution technologique avancée dans le secteur des peintures en poudre**, conçue pour favoriser la sécurité sanitaire et réduire les risques de contamination bactérienne sur les surfaces fréquemment touchées ou exposées.

MALVESTIO®

AZIONE SANITIZZANTE
SANITIZING ACTION
ACCIÓN HIGIENIZANTE
ACTION DÉSINFECTANTE

IT **MICROFREE®** è formulato per ridurre la carica batterica sulle superfici fino a oltre il 99% in poche ore dopo l'applicazione, secondo test di laboratorio accreditati.

EN **MICROFREE®** reduces the bacterial load on surfaces by over 99% within a few hours of application, according to accredited laboratory tests.

ES **MICROFREE®** está formulado para reducir la carga bacteriana en las superficies hasta más del 99 % en pocas horas tras su aplicación, según pruebas de laboratorio acreditadas.

FR **MICROFREE®** est formulé pour réduire la charge bactérienne sur les surfaces de plus de 99 % en quelques heures après l'application, selon des tests de laboratoire accrédités.

ATTIVAZIONE CONTINUA E AUTOMATICA
CONTINUOUS AND AUTOMATIC ACTIVATION
ACTIVACIÓN CONTINUA Y AUTOMÁTICA
ACTIVATION CONTINUE ET AUTOMATIQUE

IT Le proprietà sanitizzanti di **MICROFREE®** si attivano automaticamente appena la vernice è applicata e agiscono in modo costante, riducendo la necessità di intervenire mediante pulizia manuale. Questo significa un beneficio igienico attivo e continuo sulla superficie verniciata.

EN The sanitizing properties of **MICROFREE®** are automatically activated as soon as the paint is applied and act continuously, reducing the need for manual cleaning. This means an active and continuous hygienic benefit on the painted surface.

ES Las propiedades higienizantes de **MICROFREE®** se activan automáticamente tan pronto como se aplica la pintura y actúan de forma constante, reduciendo la necesidad de intervenir mediante la limpieza manual. Esto supone un beneficio higiénico activo y continuo en la superficie pintada.

FR Les propriétés désinfectantes de **MICROFREE®** s'activent automatiquement dès l'application de la peinture et agissent de manière constante, réduisant ainsi la nécessité d'intervenir par un nettoyage manuel. Cela signifie un bénéfice hygiénique actif et continu sur la surface peinte.

DURABILITÀ E RESISTENZA AI TRATTAMENTI
DURABILITY AND RESISTANCE TO TREATMENTS
DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS
DURABILITÉ ET RÉSISTANCE AUX TRAITEMENTS

IT La funzione sanitizzante di **MICROFREE®** resiste ai normali cicli di pulizia e rimane efficace per tutta la durata del ciclo di vita della vernice.

EN The sanitizing function of **MICROFREE®** resists normal cleaning cycles and remains effective throughout the life cycle of the paint.

ES La función higienizante de **MICROFREE®** resiste los ciclos normales de limpieza y sigue siendo eficaz durante toda la vida útil de la pintura.

FR La fonction désinfectante de **MICROFREE®** résiste aux cycles de nettoyage normaux et reste efficace pendant toute la durée de vie de la peinture.

BIOCOMPATIBILITÀ CERTIFICATA
CERTIFIED BIOCOMPATIBILITY
BIOCOMPATIBILIDAD CERTIFICADA
BIOCOMPATIBILITÉ CERTIFIÉE

IT **MICROFREE®** è biocompatibile e idonea al contatto diretto con i tessuti umani, garantendo sicurezza anche nelle applicazioni che richiedono elevati standard di compatibilità cutanea.

EN **MICROFREE®** is biocompatible and suitable for direct contact with human tissue, ensuring safety even in applications that require high standards of skin compatibility.

ES **MICROFREE®** es biocompatible y apta para el contacto directo con los tejidos humanos, lo que garantiza la seguridad incluso en aplicaciones que requieren altos estándares de compatibilidad cutánea.

FR **MICROFREE®** est biocompatible et adaptée au contact direct avec les tissus humains, garantissant la sécurité même dans les applications qui exigent des normes élevées de compatibilité cutanée.

La **Qualità** come chiave per la competitività nel Settore Sanitario

Quality as the key to competitiveness in healthcare

La **Calidad** como clave de la competitividad en el Sector Sanitario

La **Qualité**, clé de la compétitivité dans le Secteur de la Santé

SCAN ME

IT Con l'impegno alla responsabilità che è alla base del nostro Care Manifesto, crediamo che la qualità debba essere parte integrante delle decisioni strategiche di un'azienda.
Una responsabilità che non significa solo qualità dei prodotti e dei servizi, ma anche dovere di perfezionare ogni giorno la nostra azienda.
Per questo siamo stati fra i primi nel nostro settore ad ottenere la **Certificazione dei Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001 e ISO 13485**. Per un'azienda come la nostra, la qualità è lo strumento per aumentare la competitività e promuovere una crescita sana. Ma soprattutto, si traduce in soddisfazione del nostro cliente e in un servizio sempre migliore erogato ai destinatari dell'assistenza sanitaria.

EN With a commitment to responsibility at the heart of our Care Manifesto, we believe that quality should be an integral part of a company's strategic decisions. A responsibility that not only means product and service quality, but also a duty to improve our company every day.
This is why we were one of the first in our industry to obtain **ISO 9001 and ISO 13485 Quality Management System Certification**. As a company like ours, quality is the tool to increase competitiveness and promote healthy growth. Above all, it translates into customer satisfaction and an ever-improving service provided to healthcare users.

ES Con un compromiso de responsabilidad en el centro de nuestro Care Manifesto, creemos que la calidad debería ser parte integrante de las decisiones estratégicas de una empresa.
Una responsabilidad que no sólo significa calidad de productos y servicios, sino también el deber de perfeccionar nuestra empresa cada día.
Por eso fuimos de los primeros de nuestro sector en obtener la **certificación ISO 9001 e ISO 13485 del Sistema de Gestión de Calidad**. Para una empresa como la nuestra, la calidad es la clave para mejorar la competitividad y promover un crecimiento saludable. Sobre todo, se traduce en la satisfacción del cliente y en un servicio cada vez mejor prestado a los beneficiarios de la asistencia sanitaria.

FR Avec l'engagement de responsabilité au cœur de notre Care Manifesto, nous pensons que la qualité doit faire partie intégrante des décisions stratégiques d'une entreprise.
Une responsabilité qui se traduit non seulement par la qualité des produits et des services, mais aussi par le devoir de perfectionner chaque jour notre entreprise.
C'est pourquoi nous avons été parmi les premiers dans notre secteur à obtenir les **certifications ISO 9001 et ISO 13485 du système de gestion de la qualité**. Pour une entreprise comme la nôtre, la qualité est l'outil qui permet d'accroître la compétitivité et de promouvoir une croissance saine. Elle se traduit avant tout par la satisfaction des clients et l'amélioration constante des services fournis aux bénéficiaires des soins de santé.

MALVESTIO®

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

IT SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

EN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FR SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

IT SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ - DISPOSITIVI MEDICI

EN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - MEDICAL DEVICES

ES SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - DISPOSITIVOS MÉDICOS

FR SYSTÈMES DE GESTION DE LA QUALITÉ - DISPOSITIFS MÉDICAUX

CERTIFIED ISO 45001 BUREAU VERITAS

ISO 45001:2018

IT SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

EN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

ES SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FR SYSTÈMES DE GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CERTIFIED UNI PDR 125 BUREAU VERITAS

UNI PDR 125:2022

IT SISTEMI DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

EN MANAGEMENT SYSTEMS FOR GENDER EQUALITY

ES SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

FR SYSTÈMES DE GESTION POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

ISO 14001:2015

IT SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

EN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

ES SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

FR SYSTÈMES DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

FSC
www.fsc.org
FSC® C185652
The mark of responsible forestry

Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®.
Request our FSC® certified products.
Solicite nuestros productos con certificación FSC®.
Demandez nos produits certifiés FSC®.

FSC®-C185652

IT GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA

EN CHAIN OF CUSTODY MANAGEMENT

ES GESTIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA

FR GESTION DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE

MALVESTIO S.P.A.

Via G. Marconi, 12/D
Località Murelle, 35010
Villanova di Camposampiero
Padova - Italy
Tel. +39 049 9299511
info@malvestio.it
export@malvestio.it

Malvestio France

11B rue du Ried - 67720
Weyersheim - France
Tél : 03.67.34.41.80
info@malvestio.fr

malvestio.it

Follow us

I prodotti di MALVESTIO S.P.A. sono soggetti a continui miglioramenti, per questo motivo
le caratteristiche tecniche e/o estetiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.

The products of MALVESTIO S.P.A. are subject to continuous improvements, for this reason
the technical and/or aesthetic characteristics of the product may be changed without notice.

Los productos MALVESTIO S.P.A. están sujetos a mejoras continuas, por este motivo,
las características técnicas y/o estéticas del producto se pueden modificar sin previo aviso.

Les produits de la société MALVESTIO S.P.A. font l'objet d'une amélioration continue,
c'est pourquoi les caractéristiques techniques et/ou esthétiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.

linkar

malvestio.it

Graphic design by MMBF - Printed by Tipografia Graphico on March 2026 - Copies n° 200 - Revision n° 00

MALVESTIO®

Made in Italy